

Manuell

Feinnadel Aspirationsnadeln (FNA)

FNA Nadeln sind für die Aspiration von Weichteilgewebe ausgelegt und für optimale Flexibilität mit Chiba- oder Franseenspitze verfügbar.

Brust

Niere

Leber

Lunge

Prostata

Schilddrüse

Spezielle Funktionen:

- Chiba-Nadel - mit Schrägspitze für Zytologieaspirate
- Franseennadel - mit Kronenschliffspitze für Proben in fibrösen Läsionen
- Tiefenmarkierungen für optimale Platzierung
- Transparenter Luer-Lock-Anschluss für gute Sichtbarkeit während des Aspirationsvorgangs
- Positiver Verschluss der Gewebekerbe verhindert Vorwärtmigration
- Echogene Spitze erleichtert Ultraschall-Erkennung

Nadel	nur Chiba-Nadeln		nur Franseen-Nadeln	
	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
23G	CHI2315	23G x 15cm	N/A	N/A
	CHI2320	23G x 20cm	N/A	N/A
22G	CHI226	22G x 6cm	N/A	N/A
	CHI229	22G x 9cm	N/A	N/A
	CHI2210	22G x 10cm	FRA2210	22G x 10cm
	CHI2215	22G x 15cm	FRA2215	22G x 15cm
21G	CHI2220	22G x 20cm	FRA2220	22G x 20cm
	CHI2115	21G x 15cm	N/A	N/A
20G	CHI2010	20G x 10cm	FRA2010	20G x 10cm
	CHI2015	20G x 15cm	FRA2015	20G x 15cm
	CHI2020	20G x 20cm	FRA2020	20G x 20cm
18G	CHI1815	18G x 15cm	FRA1815	18G x 15cm
	CHI1820	18G x 20cm	FRA1820	18G x 20cm

Nur zum Einmalgebrauch.
10 Nadeln pro Verpackung.

